

うちの  
優等生じゃの～

Jpi Japan  
Improving Quality of Life



# PAGポジショニングパートナー Positioning Partner

～マルチ移動型FPD保持台～



## FPD用設計

FPD用にデザイン設計されているので、重い17インチFPDを装着してもぐらつかず、安定した運用が可能です。

## 軽量デザイン

軽量設計で女性の方でも動かしやすく、手術室や撮影室など迅速な撮影が必要な場所に最適です。

## 広い可動域

最低位310mmから最高位1550mmまでの可動域を実現しており、立位胸部から足元の撮影まで可能です。

## フリー ポジショニング

独自のヘッド設計により、水平位置、左右90°回転位置、左右45°首振り位置の間で自由に位置決めを行うことができます。

総重量  
39kg



# PAGポジショニングパートナー運用例



FPD保護ホルダーPAG・グリッド・FPD単体  
色々な運用の仕方ができます



色々な角度に動かせる♪



足元の撮影から胸部撮影まで簡単に♪

PAGポジショニングパートナーは、10x12インチ～17x17インチのFPDを装着できる移動型FPD保持台です。また、FPD単体だけでなく、グリッドとの運用やFPD保護ホルダー「PAG」と合わせてもお使いいただけます。スムーズに位置合わせができますので、手術室や撮影室など迅速な撮影が必要な場所に最適です。その他にも受像部は任意の角度で固定することができ、被写体の姿勢にピッタリと合わせたり、水平ポジションにすることでベッド下へ挿入することも可能です。最低位310mmから最高位1550mm(画像中心部)までの可動域を実現しており、立位胸部から足元の撮影まで幅広い範囲をサポートします。

適用サイズ	型番	寸法(cm)	重量(kg)
17x17"まで	POSP14	76.2×101.6	39

FPD保護ホルダー「PAG」と一緒に  
お使い頂くことでさらに使いやすく！

## ★ FPD保護ホルダー『PAG』

ハンドルがついているので、保持台と組み合わせて使用する際、作業中の落下リスクやFPD損傷を大幅に軽減することができ、撮影効率も向上させます。また、FPD保護ホルダー単体でもご使用いただけますので、緊急を要する場合でもグリッドの位置合わせをする必要がなく迅速に撮影が行えます。ご使用環境やご希望の用途によって様々なモデルからお選び頂けます。



標準モデル  
グリッドなし



標準モデル  
グリッドあり



軽量モデル  
3ハンドルタイプ

★ ベッドサイドでのFPDの運用なら  
FPD固定支持器『テーブルトップホルダー』で！

## ★ テーブルトップホルダー

FPD向けに重量バランスが設計されており、FPDを垂直位置で安定的に固定できます。また、上下の高さ調整をすることでFPDを浮かせた位置で固定することもできるので、整形などテーブルでの側面撮影時に最適です。10x12インチ～17x17インチまで全てのサイズでご使用でき、FPD保護ホルダー「PAG」のみでなく、FPD単体でのご使用、FPD+グリッドでのご使用も可能です。



未装着時



FPD装着時



PAG装着時